



ARGENTA

EKSPERCI Z MISJĄ

# Szybka i bezpieczna diagnostyka HPV

Systemy otwarte



Diagnostyka HPV kluczowa w leczeniu wielu chorób, w tym raka szyjki macicy



Szybkie i bezpieczne metody wykrywania zarówno zamkniętymi, jak i otwartymi systemami diagnostycznymi




Dostępne systemy otwarte SLAN 96-P wraz z ekstraktorami Molecision MP-32, Lab-aid 824s



## Systemy otwarte do szybkiej i bezpiecznej diagnostyki HPV

### Systemy otwarte do kompleksowej diagnostyki HPV

- Większa dowolność materiałów do badania
- Duża przepustowość – do 96 próbek w 2-4 godzin
- Czułe i specyficzne testy
- Szerokie portfolio
- Niska cena za pojedyncze oznaczenie



### Σ-VCM™ Σ-VIROCULT® Σ-TRANSWAB®

- Próbówki do transportu i poboru materiału do badań genetycznych w tym wymazów pod kątem badania HPV

### Lab-aid 824s Molecision MP-32

- Proste w obsłudze ekstraktory dostosowane do szerokiego wachlarza materiałów



### SLAN 96-P

- Szerokie portfolio
- Niska cena za pojedyncze oznaczenie
- Termocykler do real-time PCR: możliwy w konfiguracjach na 96 próbek oraz 48+48 próbek

Nazwa testu	Opis	Nr kat.
<b>[HPV 13+2] Human Papillomavirus DNA Diagnostic Kit</b>	Genotypowanie najbardziej onkogennych typów HPV 16 i 18 oraz potwierdzenie obecności 13 innych typów (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68)	S3057E
<b>[HPV 16/18] Human papillomavirus (Type 16 and 18) DNA Fluorescence Diagnostic Kit</b>	Potwierdzenie obecności najbardziej onkogennych typów HPV 16 i 18	S3019E
<b>[HPV G15] High-risk Human Papillomavirus DNA (Genotype) Diagnostic Kit</b>	Genotypowanie 15 najbardziej onkogennych typów HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68)	S3027E



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań  
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl