



DILUWEL®

**Zwiększ swoją**  
Wydajność  
Jakość  
Identyfikowalność

## PARAMETRY



**Ważenie:**  
1g do 4000g



**Dozowanie 225 ml :**  
- 12 sekund  
- 9 sekund (turbo)



**> 99 %**

# DILUWEL®

**SZYBKI I DOKŁADNY!**  
225 ml dozowane  
w 12 sekund (9 s w trybie turbo)  
z > 99 % precyzją!



**Bezdotykowa dysza dozująca**  
Unikanie krzyżowego zanieczyszczenia podczas instalacji



Do stosowania w  
komorach laminarnych

**# eTRACE®**  
WSZYSTKIE POŁĄCZENIA W JEDNYM MIEJSCU

«LABPAGE»  
ŚLEDZENIE DANYCH  
W CZASIE RZECZYWISTYM

**OPATENTOWANA pionowa taca wagowa**  
(3 punkty dla większej stabilności  
i większej dokładności ważenia)

Od 1 do 4 wolnostojących pomp  
**Plug & play – uniwersalny**  
Swoboda w ustawieniu = oszczędność miejsca



**Kompaktowy i lekki**  
8kg  
50% bardziej kompaktowy  
niż inne modele na rynku!

**Wbudowana poziomicą**  
i regulowane nóżki

0°




**Odporny na zalanie**  
Łatwy w czyszczeniu





# PRZYGOTOWANIE PRÓBK ŻYWNOCY WEDŁUG A.B.E.



## ZAPROJEKTOWANY DO UŻYTKU KOSMETYCZNEGO



Zaprojektowany do  
ważenia od 1g

Do używania w  
komorach laminarnych

Uchwyt na butelkę o  
regulowanej wysokości



## DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ Z AUTOMATYCZNYM DILUTOREM ?

- **Wszystko w jednym**
- **Szybki i dokładny**
- **Powtarzalny**
- **Bez wysiłku**
- **Identyfikowalność**
- **Redukcja ryzyka**

- Ważenie + dozowanie + zautomatyzowana identyfikowalność. **WSZYSTKO NARAZI!**
- 9 sekund (tryb turbo) do 12 sekund z > 98-99 % dokładnością!

- Brak przypadkowych wyników

- Pełna automatyzacja

- W pełni śledzone dane (eksportowane do komputera, EXCEL, LIMS, drukarki, USB)

- Mniej manipulacji



Ciesz się niezmienną, szybką i dokładną wydajnością na Youtube.



Diluvel - fast and accurate



Nie przegap żadnych filmów: zapisz się do kanału A.B.E. na Youtube :

ALLIANCE BIO EXPERTISE  Subscribe



## PARAMETRY

Szybkie i dokładne dozowanie	12 sekund do 225 ml/ 9 sekund (turbo)
Dokładność rozcieńczenia	>99%
Tryb turbo	✓
Zintegrowana poziomica	✓
Dysza dozująca z napędem	✓
Edytowalne programy	20
Zakres ważenia	0.1g do 4000g
Współczynnik rozcieńczenia	1.00 do 1/100.00

## ZALETY

Uchwyt na worki ze stali nierdzewnej - wydłużona żywotność	✓
Wodoszczelna podstawa - łatwa do czyszczenia	✓
Bezdotykowa dysza dozująca	✓
Zarządzanie danymi (rozcieńczalniki, użytkownicy)	✓
2 porty USB: 1 dla aktualizacji / 1 dla modułu komunikacyjnego	✓
Pompy wymienne typu plug and play	✓
Interaktywny wyświetlacz (różnokolorowe kody)	✓

## WYMIARY

Szerokość x Wysokość x Głębokość	250 x 275 x 400 mm
Waga	8 kg
Zasilanie	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 120W