

Mikser termiczny

Solidny mikser łączący regulację prędkości i temperatury z możliwością umieszczenia mikroprobówek i mikroplacytek



Thermo Scientific™ Thermal Mixer łączy w sobie kontrolę temperatury i możliwości mieszania w jednym wygodnym opakowaniu. Idealnie nadaje się do wielu wrażliwych na ciepło zastosowań, w tym analizy genetycznej, ekstrakcji DNA i RNA, biochemicznego badania enzymatycznego, ekstrakcji metabolitów, mapowania peptydów i innych.

Tłumaczenie:
dystrybutor Argenta Sp. z o. o.
ul. Polska 114
60-401 Poznań
dn. 03.09.2024

Najważniejsze funkcje

- Wyświetlacz temperatury LCD
- Szybkie nagrzewanie i krótki czas chłodzenia (5°C/min)
- Szybko osiąga prędkości mieszania
- Jednoczesne uruchamianie funkcji grzania, chłodzenia i mieszania
- Cyfrowy zegar z alarmem (od 1 minuty do 96 godzin)
- Stabilny do długotrwałej pracy (do 168 godzin)
- Dostępne wymienne bloki
- Ustawienia temperatury: od 4°C do 100°C
- Kontrola temperatury: 15°C poniżej temperatury otoczenia do 100°C
- Stabilność temperatury $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ w 37°C
- Zakres prędkości: od 250 do 1400 obr./min
- Orbita: 2 mm



Prezentacja urządzenia z blokiem 96-dółkowych na mikroplytki lub paski probówek oraz różnorodną ofertę bloków.

Blok dołączony do następujących produktów (13687717, 13687718, 13687719, 13687720, 13687721)
Gwarancja: 2 lata | Certyfikaty: cCSAus, CE

Produkt	Wymagania elektryczne	Wymiary gabarytowe gł. x szer. x wys.	Waga	Rodzaj wtyczki	Numer kat.
Mikser termiczny (bez bloku)*	100–240 V, 50/60 Hz 60 W, 12 DC, 4,16 A	13 x 23 x 20,5 cm	4 kg	US/UK/EU AUS/NZ/CHN	13687711 13687722

*Blok wymagany do pracy przyrządu. Zobacz poniższą listę akcesoriów, aby kupić bloki.

Pakiety produktów (dostępne tylko w Ameryce Północnej i Europie)

Produkt	Wymagania elektryczne	Wymiary gabarytowe gł. x szer. x wys.	Waga	Rodzaj wtyczki	Numer kat.
Mikser termiczny z blokiem (24 x 1,5 ml mikroprobówki)				US/UK/EU	13687717
Mikser termiczny z blokiem (24 x 2,0 ml mikroprobówki)				US/UK/EU	13687718
Mikser termiczny z blokiem (20 x 0,2 ml mikroprobówki, 12 x 1,5 ml mikroprobówki)	100–240 V, 50/60 Hz 60 W, 12 DC, 4,16 A	13 X 23 X 20,5 cm	4 kg	US/UK/EU	13687719
Mikser termiczny z blokiem (20 x 0,5 ml mikroprobówki, 12 x 1,5 ml mikroprobówki)				US/UK/EU	13687720
Mieszalnik termiczny z blokiem (96-dółkowa mikroplytka* LUB paski probówek 0,2 ml)				US/UK/EU	13687721

Akcesoria

Produkt i opis	Ilość	Numer kat.
Blok, 24 x 1,5 ml mikroprobówki	Każdy	13687712
Blok, 24 x 2,0 ml mikroprobówki	Każdy	13687713
Blok, 20 x 0,2 ml mikroprobówki + 12 x 1,5 ml mikroprobówki	Każdy	13687714
Blok, 20 x 0,5 ml mikroprobówki + 12 x 1,5 ml mikroprobówki	Każdy	13687715

Produkt i opis	Ilość	Numer kat.
Blok, 96-dółkowa mikroplytka* lub paski probówek (0,2 ml)	Każdy	13687716
Białe kolki	6 w opakowaniu	13687728

*Blok akceptuje płytki o okrągłym dnie bez osłony i z pół-osłoną.