



ARGENTA

Zautomatyzowany system do posiewów krwi BC 60 (Autobio)



- Urządzenie modułowe, obsługuje do 360 pozycji butelek.
- Zintegrowana jednostka sterująca zapewnia większą elastyczność użytkowania urządzenia.
- Lepsze utrzymanie jednorodności temperatury eliminuje wpływ otwierania i zamykania drzwi.
- Moduł wykrywania objętości krwi (opcjonalnie), aby wykonywać dokładne zarządzanie objętością krwi i redukować wpływ objętości krwi na wyniki.
- Niski poziom hałasu (<45 dB) i najmniejszy rozmiar w porównaniu do podobnych produktów.

ARGENTA.COM.PL



Wydajność oprogramowania

- Kompleksowe funkcje statystyczne
 - współczynnik wykorzystania butelek hodowlanych
 - statystyka oddziałów zlecających badanie
 - współczynnik zgłaszania butelek dodatnich
 - współczynnik czasu usuwania butelek z wynikiem dodatnim itp.
- Oprogramowanie obsługuje funkcję odzyskiwania offline
- Dynamiczne odpowiedzi interfejsu operacyjnego



<4 500 butelek/rok
Dł.*Szer.*Wys. 490 mm*410 mm*390 mm




<9 000 butelek/rok
Dł.*Szer.*Wys. 490 mm*410 mm*780 mm



<13 500 butelek/rok
Dł.*Szer.*Wys. 980 mm*410 mm*780 mm



<18 000 butelek/rok
Dł.*Szer.*Wys. 980 mm*410 mm*780 mm



<22 500 butelek/rok
Dł.*Szer.*Wys. 1470 mm*410 mm*780 mm



<27 000 butelek/rok
Dł.*Szer.*Wys. 1470 mm*410 mm*780 mm

