



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

mindray

Linia do analizy komórkowej nowej generacji

CAL 8000



Wyższa wydajność przy przepustowości 200 próbek na godzinę



Dobra organizacja przechowywania i łatwa wymiana odczynników



Optymalizacja rozkładu obciążenia pomiędzy każdą jednostką analizatora dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu



Wyniki NRBC w każdym badaniu CBC bez dodatkowych odczynników



Linia do analizy komórkowej nowej generacji CAL 8000



■ Zarządzanie odczynnikami

Wszystkie odczynniki, a także jednostkę pneumatyczną można umieścić w wózku pod odpowiednim BC-6800Plus lub SC-120. W ten sposób odczynniki i jednostka pneumatyczna mogą być dobrze zorganizowane, umożliwiając łatwą wymianę odczynników.



■ Oprogramowanie CMU

Intuicyjne oprogramowanie automatycznie rozkłada obciążenia pomiędzy każdą jednostką analizatora i decyduje, która próbka wymaga rozmazu krwi. Wyświetlany jest status każdego analizatora lub SC-120 zainstalowanego w CAL 8000, a także objętość odczynnika wagowego. Użytkownikom przekazywane są wszystkie niezbędne informacje o CAL 8000 w dowolnym momencie. W rezultacie użytkownicy oszczędzają czas i mogą lepiej zorganizować swój harmonogram pracy.



■ Testy Multi „R”

Automatyczne rozdzielanie próbek z kryteriami „Repeat”, „Rerun” i „Reflex”, które są wstępnie zdefiniowane przez użytkowników. Kryteria ponownego badania w CAL 8000 można zdefiniować na podstawie wielu warunków, takich jak czas, wiek pacjenta, płeć itp. Pomaga to zminimalizować liczbę rozmazów krwi.



■ Specjalne stojaki na próbki

Specjalne statywy na próbki wykorzystują różne kody kreskowe w celu rozróżnienia określonych celów testowania, takich jak „QC”, „Tylko wykonywanie rozmazów i barwienie” oraz „Tylko test RET”, co umożliwia wykonywanie tych funkcji w najprostszy sposób.

