



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

mindray

Automatyczny analizator hematologiczny Wysoka wydajność dla wszystkich

BC-6000



Wynik NRBC w każdym CBC



Analiza płynów z jam ciała bez dodatkowych odczynników



Edytowalne przez użytkownika automatyczne reguły Rerun & Reflex



Niska objętość próbówki - 80 μ l/35 μ l



Krótszy czas badania - wydajność do 110 ozn./h



BC 6000 - Automacyjny analizator hematologiczny

Zasady pomiarów

- ▶ Cytometria przepływowa oraz SF Cube* dla zliczania WBC 5-diff, NRBC
- ▶ Metoda DC dla zliczania RBC oraz PLT,
- ▶ Odczynniki bezcyjankowe dla HGB

*S: Laser; F: Fluorescencja; Cube: analiza trójwymiarowa

Parametry

- ▶ **29 raportowanych parametrów (krew pełna):**
WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, IMG%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, IMG#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, NRBC#, NRBC%; PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
- ▶ **20 parametrów RUO (krew pełna):**
WBC-D, TNC-D, IME%, IME#, H-NR%, L-NR%, NLR, PLR, WBC-N, TNC-N, InR#, InR%, Micro#, Micro%, Macro#, Macro%, HFC#, HFC%, PDW-SD, PLT-I
- ▶ **7 raportowanych parametrów (płynty z jam ciała):**
WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF
- ▶ **11 parametrów RUO (płynty z jam ciała):**
EOS-BF#, EOS-BF%, NEU-BF#, NEU-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LY-BF, LY-BF%, MO-BF#, MO-BF%
- ▶ **2 histogramy dla RBC oraz PLT**
- ▶ **2 trójwymiarowe scattergramy: WNB, DIFF**
- ▶ **2 dwuwymiarowe scattergramy: WNB, DIFF**

Objętość próbek

Krew pełna (podajnik/system zamknięty)	80 µl
Krew kapilarna (system zamknięty)	35 µl
Predylucja (system zamknięty)	20 µl
Płynty z jam ciała (system zamknięty)	85 µl

Wydajność

- Do 110 próbek/h (CBC+DIFF)
- Do 40 próbek/h (płynty z jam ciała)

Odczynniki

- ▶ **6 odczynników rutynowych:**
DS Diluent, M-6LH Lyse, M-6LD Lyse, M-6FD Lyse, M-6LN Lyse, M-6FN Dye
- ▶ **1 odczynnik czyszczący:** Probe Cleanser

Pojemność podajnika

Do 50 próbek, (możliwość ciągłego dodawania raków)

Tryby pracy

CBC, CBC+DIFF

Wymiary i waga (włączając podajnik)

Szerokość 672 mm
Głębokość 826 mm
Wysokość 695 mm
Waga ≤100 kg



Liniowość

Parametr	Liniowość	Precyzja	Przeniesienie
WBC	0-500×10 ⁹ /L	≤2.5% (≥4×10 ⁹ /L)	≤1.0%
RBC	0-8.60×10 ¹² /L	≤1.5% (≥3.5×10 ¹² /L)	≤1.0%
HGB	0-260g/L	≤1.0% (110-180g/L)	≤1.0%
HCT	0-75%	≤1.5% (30%-50%)	≤1.0%
PLT	0-5000×10 ⁹ /L	4.0% (≥100×10 ⁹ /L)	≤1.0%



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl