



ARGENTA  
EKSPERCI Z MISJĄ

**mindray**

## Nowa generacja linii do analizy komórkowej Automatyka hematologiczna w zasięgu ręki

### CAL 6000



Wydajność 220 testów na godzinę i 120 szkiełek z rozmazami na godzinę



Możliwość definiowania reguł rerun, reflex, re-exam



Oznaczenia CBC+DIFF, RET, BF (płyny z jam ciała), barwienie preparatów



Zintegrowany tor podawania próbek o pojemności do 100 pacjentów



Możliwość grupowania próbek w odrębnych rackach, zależnie od rodzaju oznaczenia



## CAL 6000 - Nowa generacja linii do analizy komórkowej

**CAL 6000\* = BC-6000/BC-6200 + BC-6000/BC-6200 + SC-120 + Podajnik**

- W swoim segmencie rozwiązań, CAL 6000 jest jedynym systemem, który obsługuje mikrometodę
- „Dwa tory podajnika” pozwalają na elastyczne dopasowanie do potrzeb oraz charakteru pracy każdego laboratorium maksymalizując jego efektywność
- Postępując zgodnie z 3 prostymi krokami „Załaduj i uruchom”, użytkownicy SC-120 mogą uzyskać gotowe szkiełka do analizy mikroskopowej
- Próbki CITO/STAT mogą być analizowane w trybie priorytetowym, który minimalizuje czas oczekiwania na wynik badań pilnych

\* CAL = Cellular Automation Line  
automatyczny system nabiorkowy  
złożony z 3 elementów



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań  
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl