



ARGENTA

EKSPERCI Z MISJĄ

MERCATOR

Rękawice diagnostyczne i ochronne

MERCATOR nitrilex one by one

MERCATOR nitrilex classic

MERCATOR nitrilex complete



Przewidziane zastosowanie
dostępne pod kodem QR



Medyczne, bezpudrowe rękawice nitrylowe



Ochrona mikrobiologiczna, chemiczna i cytostatyczna



Minimalizacja ryzyka kontaminacji rękawic i opakowania

ARGENTA.COM.PL

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Podmiot prowadzący reklamę: Argenta Sp. z o.o. Producent wyrobu: Mercator Medical S.A



Rękawice diagnostyczne i ochronne

MERCATOR nitrylex one by one - system SafePack

- Minimalizacja ryzyka przenoszenia zakażeń krzyżowych dzięki pojedynczemu wyjmowaniu rękawic zawsze za mankiet
- Oszczędność dzięki redukcji zużycia rękawic poprzez wyciąganie zawsze dokładnie jednej sztuki
- Ergonomiczne zagospodarowanie przestrzeni roboczej dzięki kompatybilnemu uchwytowi na ścianę - lepsza organizacja i ułatwiona dezynfekcja



Rękawice medyczne:

klasa I

Rękawice ochronne:

kategoria III typ B

Długość mankietu:

240 mm

AQL:

1.0

Ochrona mikrobiologiczna:

odporność na bakterie i grzyby

zgodnie z EN 374-2 I EN 455-1

odporność na wirusy

zgodnie z ASTM F1671 I EN ISO 374-5

Ochrona chemiczna:

odporność na wybrane substancje chemiczne zgodnie z EN ISO 374-1

Ochrona cytostaticzna:

odporność na wybrane cytostatyki zgodnie z ASTM D6978

Kolor:

niebieski

Nr ref.:

RD301240(01-05)

MERCATOR nitrylex classic

- Wysoki i ponadnormatywny poziom szczelności rękawic AQL 1.0
- Tekstura na końcach palców
- Przebadane do kontaktu z żywnością
- Rekomendowane dla placówek szpitalnych i gabinetów lekarskich oraz m.in. dla laboratoriów, branży beauty i hoReCa



MERCATOR nitrylex complete

- Wysoki i ponadnormatywny poziom szczelności rękawic AQL 1.0
- Obniżone ryzyko kontaminacji dzięki pobieraniu rękawic za przedłużony mankiet
- Ułatwione zakładanie rękawic nawet na mokre dłonie dzięki technologii RAPID-DON
- Rekomendowane dla m.in. placówek szpitalnych i gabinetów lekarskich, dla laboratoriów, branży beauty i hoReCa
- Dwa sposoby pobierania rękawic z innowacyjnego opakowania



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań

t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl