



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

Szybka i bezpieczna diagnostyka HPV

Systemy otwarte



Diagnostyka HPV jako podstawa nowego programu profilaktyki raka szyjki macicy



System otwarty – uniwersalne rozwiązanie do implementacji testów molekularnych w laboratorium



Oferta obejmuje termocykler Slan-96P oraz kompatybilne automatyczne ekstraktory: Molecision MP-32 lub Lab-Aid 824s



Systemy otwarte do szybkiej i bezpiecznej diagnostyki HPV

Systemy otwarte do kompleksowej diagnostyki HPV

- Szeroka dowolność typów próbek pozwalająca na dostosowanie procedury do potrzeb diagnostycznych
- Duża przepustowość – analiza do 96 próbek w 3-4 godziny
- Czułe i specyficzne testy diagnostyczne z IVDR
- Szerokie portfolio od producenta Sansure
- Niska cena za pojedyncze oznaczenie

Dedykowane wymazówki do poboru wymazu z szyjki macicy

- Wariant klasyczny do diagnostyki HPV i LBC

Nazwa produktu	Symbol
Disposable Cervial Sampler Brush	8301
Sample Storage Reagent	X1006E

- Wariant self-sampling do diagnostyki HPV

Nazwa produktu	Symbol
Human Papillomavirus Self Sample Collection Kit	PH03010I01T2001




Automatyczne ekstraktory: Lab-aid 824s, Molecision MP-32

- Proste w obsłudze ekstraktory dostosowane do szerokiego wachlarza materiałów

Termocykler: SLAN 96-P

- Szeroki katalog testów diagnostycznych
- Posiada dwa indywidualne bloki reakcyjne 48/48
- Możliwość połączenia z systemem LIMS



Nazwa testu	Opis	Nr kat.
[HPV 13+2] Human Papillomavirus DNA Diagnostic Kit	Genotypowanie najbardziej onkogennych typów HPV 16 i 18 oraz potwierdzenie obecności 13 innych typów (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68)	S3057E
[HPV 16/18] Human papillomavirus (Type 16 and 18) DNA Fluorescence Diagnostic Kit	Potwierdzenie obecności najbardziej onkogennych typów HPV 16 i 18	S3019E
[HPV G15] High-risk Human Papillomavirus DNA (Genotype) Diagnostic Kit	Genotypowanie 15 najbardziej onkogennych typów HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68)	S3027E



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl