



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ



Aparat Genie HT

Wydajniejsze analizy amplifikacji izotermicznych LAMP w czasie rzeczywistym



Genie HT



Prowadzenie do 12 niezależnych analiz jednocześnie



Modularny design umożliwia dostosowanie liczby modułów do potrzeb użytkownika



Integracja z systemami HIS/LIS



Generowanie przejrzystych raportów



Aparat Genie HT – amplifikacja izotermiczna (LAMP) z wykrywaniem docelowego kwasu nukleinowego

Aparat Genie HT wraz z oprogramowaniem eazyReport™ umożliwia wykonywanie amplifikacji izotermicznej (LAMP) z wykrywaniem docelowego kwasu nukleinowego w czasie rzeczywistym.

Cechy urządzenia:

- Kompatybilny z zestawami diagnostycznymi eazyplex od firmy AmpexDiagnostic GmbH
- Możliwość modyfikacji liczby modułów od 2 do 12 w dowolnym momencie
- Niezależne urządzenie, nie wymaga połączenia z komputerem
- Integracja z systemami HIS/LIS
- Intuicyjna obsługa za pomocą zintegrowanego ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości
- Generowanie przejrzystych raportów w formacie PDF

Parametry techniczne

- Liczba bloków grzewczych: od 2 do 12
- Wymiary urządzenia: 63,5 x 43,4 x 15,3 cm
- Waga urządzenia: 25 kg
- Ekran dotykowy: Tak
- Połączenie z LIS/HIS: Tak (jednokierunkowe)
- Skaner kodów kreskowych: Zewnętrzny



A R G E N T A

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl