



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

Przyłóżkowy analizator immunochemiczny

Atellica VTLi



Dokładne testy do oznaczania wysokoczułej troponiny dostępne w miejscu opieki nad pacjentem



Wyniki w zaledwie 8 minut



Oszczędność do 4 godzin w porównaniu do badań laboratoryjnych

Autoryzowany
dystrybutor
i partner
serwisowy

SIEMENS
Healthineers

ARGENTA.COM.PL



Atellica VTLi – przyłózkowy analizator immunochemiczny

Niezawodna i przyjazna dla użytkownika technologia

- Dokładne działanie zgodne z zaleceniami IFCC
- Łatwy i intuicyjny interfejs użytkownika
- Znak CE dla oznaczeń wykonywanych w próbkach krwi z opuszka palca, pełnej krwi żyłnej i osocza
- Zintegrowane kontrole bezpieczeństwa
- Automatyczna kalibracja
- Zintegrowany czytnik kodów kreskowych do łatwej rejestracji pacjenta i użytkownika

Specyfikacja

- **Czas uzyskania wyniku:** 8 minut
- **Rodzaje próbek:**
Krew pełna i krew żylna (heparyna litowa)
Krew kapilarna
Osocze krwi żyłnej (heparyna litowa)
- **Objętość próbki:** 30–100 µL
- **Zakres pomiarowy:** LoD -1250 ng/L
- **LoD:** 1,6 ng/L (pełna krew)



Kartridże odczynnikowe

- **Liczba kartridżów w opakowaniu:** 24
Pakowane pojedynczo, do jednorazowego użytku
- **Przechowywanie:** 2–8°C
- **Okres przydatności do użycia:** 7 miesięcy
- **Kalibracja:** Automatyczna przed każdym oznaczeniem
- **Interfejs zewnętrzny:** POCT-1A
- **Wi-Fi:** 2,4 GHz



A R G E N T A

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl