



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

Badanie parametrów krytycznych krwi

RAPIDLab® 1200



Rozwiązanie dla laboratoriów wykonujących dużą liczbę badań



Szerokie menu testów spełniające potrzeby w zakresie badań w intensywnej opiece medycznej



System automatycznego pobierania próbek z wykrywaniem i usuwaniem skrzepów

Autoryzowany
dystrybutor
i partner
serwisowy

SIEMENS
Healthineers

ARGENTA.COM.PL



RAPIDLab[®] 1200 - badanie parametrów krytycznych krwi

RAPIDLab[®] 1200 to analizatory zaprojektowane z myślą o wysokich wymaganiach miejsc wykonujących dużą liczbę badań w zakresie parametrów krytycznych krwi. Urządzenia umożliwiają otrzymanie pełnych wyników już po 1 minucie.

Zwiększenie wydajności wykonywania badań

- Przyspieszenie procesu oznaczania dzięki automatycznemu portowi próbek dedykowanemu dla strzykawek i kapilar oraz dzięki dotykowemu ekranowi
- Automatyczny system pobierania próbek wykrywa i usuwa skrzepy w próbce
- Większe bezpieczeństwo operatora i zmniejszenie wymagań konserwacyjnych dzięki przetrzymywaniu odczynników w szczelnych kasetach

Wyniki o laboratoryjnej jakości

- Zintegrowana kaseata automatycznej kontroli jakości
- Częstotliwość analizowania całej drogi próbki określana jest przez operatora urządzenia
- Przesłanie wyników do LIS/HIS
- Dokładność i niezawodność uzyskiwane dzięki elektrodom Ready Sensor[®]
- Dostępne testy*:
 - Gazometria krwi: pH, pCO₂, pO₂
 - Elektrolity: Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻
 - Metabolity: Glukoza, Mleczany
 - CO-oksymetria: tHb, HHb, O₂ Hb, sO₂, COHb, MetHb, Całkowita Bilirubina Noworodkowa

*Testy różnią się, zależnie od modelu analizatora

Wielkość próbki:	RAPIDLab 1240	RAPIDLab 1245	RAPIDLab 1260	RAPIDLab 1260
Strzykawka (1 mL)/ Kapilara (Minimum)				
Tylko pH	35 µl	35 µl	95 µl	95 µl
Tylko CO-oksymetria	--	100 µl	--	100 µl
Pełne Menu	90 µl	140 µl	125 µl	175 µl
Analiza				
Czas do otrzymania wyników:	60 sekund			
Kalibracja				
Kalibracja 1-punktowa	Co 30 minut			
Pełna kalibracja	Co 8 godzin			
Parametry środowiskowe				
Temperatura:	15°C-32°C			
Wilgotność:	5%-85%, niekondensacyjna			



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl