



ARGENTA

EKSPERCI Z MISJĄ



Diagnostyka krztuśca

Testy PCR



Choroba wywoływana przez bakterie *Bordetella pertussis*



Zwalczenie poprzez wczesne rozpoznanie i leczenie



Zalecenie wykonanie testów PCR we wczesnym stadium choroby



Testy PCR od firmy Sansure:

- *Bordetella Pertussis* DNA Diagnostic Kit (S3055E-48) - wykrywa DNA, nie wymaga ekstrakcji z próbki pacjenta. Wszystkie niezbędne odczynniki do uwolnienia materiału genetycznego i przeprowadzenia reakcji są zawarte w opakowaniu testu
- *Bordetella Parapertussis* Nucleic Acid Diagnostic Kit (S3147E-48) - umożliwia uzupełnienie diagnostyki pacjenta o wykluczenie występowania innych zakażeń

Nazwa testu	Nr katalogowy
Bordetella Pertussis DNA Diagnostic Kit)	S3055E-48
Bordetella Parapertussis Nucleic Acid Diagnostic Kit	S3147E-48

Dostępne na urządzenie SLAN - 96P:

Innowacyjne podwójne bloki reakcyjne 48/48

- możliwość przeprowadzenia dwóch niezależnych reakcji jednocześnie

Technologia precyzyjnej kontroli temperatury

- pomiar temperatury pomiędzy dołkami z dokładnością $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

Szybsza praca dzięki maksymalnej prędkości narastania temperatury o 4°C/s

- generowanie dokładnych wyników w mniej niż 50 minut

