



ARGENTA

MAGLUMI<sup>®</sup> SARS-CoV-2  
Neutralizing Antibody (CLIA)




[ARGENTA.COM.PL](http://ARGENTA.COM.PL)



## MAGLUMI SARS-COV-2 NEUTRALIZING ANTIBODY

### Dlaczego warto wybrać test MAGLUMI® SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody do oceny odporności?

- Test MAGLUMI® SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody jest przeznaczony do wykrywania przeciwciał neutralizujących SARS-CoV-2, które blokują interakcję wirusa SARS-CoV-2 i ACE-2 w komórkach ludzkich oraz zapobiegają inwazji wirusów.
- Test MAGLUMI® SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody polega na bezpośrednim wykrywaniu przeciwciał ze zdolnością neutralizacji.



### Konieczne jest wykrywanie przeciwciał neutralizujących SARS-CoV-2!

- Przeciwciała neutralizujące mają kluczowe znaczenie w walce z COVID-19, ponieważ zapewniają ważną, specyficzną obronę immunologiczną przed infekcjami wirusowymi.
- Wykrywanie przeciwciał neutralizujących zakażenie SARS-CoV2 jest ważnym sposobem oceny stanu odporności na SARS-CoV-2.

### W pełni automatyczne ilościowe oznaczenie przeciwciał neutralizujących MAGLUMI® SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody.

- Ważne narzędzie oceny skuteczności szczepionki COVID-19.
- Ocena odporności społeczeństwa.
- Ekonomiczne rozwiązanie do badania przeciwciał neutralizujących na dużą skalę.