




ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

Gąbki do poboru próbek

Asortyment dla każdego laboratorium



 Zobacz film



Do poboru próbek z powierzchni większej niż 100 cm²



Wykonane z tworzywa niehamującego wzrost drobnoustrojów



Zapewnienie wysokiego odzysku drobnoustrojów i minimalizacji ryzyka kontaminacji



Gąbki do poboru próbek - asortyment dla każdego laboratorium

Gąbki do poboru próbek:

- Pobór z powierzchni większej niż 100 cm
- Produkt wykonany z tworzyw niehamujących wzrost drobnoustrojów, np. z celulozy lub poliuretanu
- Wysoki odzysk drobnoustrojów i minimalizacja ryzyka kontaminacji
- Szeroka oferta gąbek: z odłączanym uchwytem, nasączonych zbuforowaną wodą peptonową lub buforem neutralizującym
- Zgodne z normą: ISO 17604 oraz ISO 18593

Rodzaj produktu	Nazwa katalogowa	Nr katalogowy
Gąbki	Polywipe do wymazów z tusz - gąbki + zamykane woreczki; 50 szt.	MW726A
	Gąbki z neutralizatorem + woreczki; 50 szt.	MW723A
	Polywipe - zwilżone gąbki do wymazów + zamykane woreczki; 50 szt.	MW729A
	Gąbka z odłączanym uchwytem nasączona 10 ml buforu neutralizującego; (10 x 10 szt.) - 100 szt.	KSS-67310-NE-ITG
	Biosafe gąbki nasączone BPW z odłączanym uchwytem, celulozowe; op. 100 szt.	SP-BPW-C-100
	BioSafe gąbki nasączone BPW z neutralizatorem, z odłączanym uchwytem, celulozowe; op. 100 szt.	SP-BPWN-C-100
	Biosafe gąbki nasączone BPW, celulozowe; op. 100 szt.	SS-BPW-C-100
	Biosafe gąbki nasączone BPW z neutralizatorem, celulozowe; op. 100 szt.	SS-BPWN-C-100

