



ARGENTA

EKSPERCI Z MISJĄ

Wymazówki do pobierania próbek

Dostosowane do różnych potrzeb laboratoriów



 Zobacz film



Do pobierania próbek z powierzchni mniejszej niż 100 cm²



W formie plastikowej pałeczki z bawełnianą, wiskozową lub nylonową końcówką



Zapewnienie precyzji i niezawodnych wyników badań



Wymazówki do pobierania próbek dostosowane do różnych potrzeb laboratoriów

Wymazówki do pobierania próbek:

- Pobór z powierzchni mniejszej niż 100 cm² oraz miejsc trudno dostępnych
- Produkt dostępny z końcówkami bawełnianymi, wiskozowymi, nylonowymi
- Dostosowane do różnych potrzeb laboratoryjnych
- Szeroka oferta wymazówek: suche, z rozcieńczalnikiem BPW oraz NRS, a także z podłożem transportowym
- Precyzja i niezawodne wyniki dzięki sterylności i najwyższej jakości wykonania produktu

Rodzaj produktu	Nazwa katalogowa	Nr katalogowy
Wymazówki suche w próbówce transportowej	Wymazówka w próbówce transportowej (zgrzewane dno), bez podłoża, sterylna, plastikowa 150 mm., końcówka z wiskozy (Rayon); op. 100 szt.;	MW1028
	Sterylna wymazówka z plastikową pałeczką w próbówce Ø 12 x h 140mm z etykietą; op. 100 szt.	23117
Wymazówki z rozcieńczalnikiem: Buffered Peptone Water (BPW)	Wymazówka w próbówce transportowej z BPW, op. 50 wymazówek x 10 ml	MW776
Wymazówki z rozcieńczalnikiem: Neutralizing Rinse Solution (NRS)	ESC Swab - Neutralizing Rinse Solution, wymazówka w próbówce transportowej, op. 100 wymazówek x 10 ml	85601
	NRS Transwab - Zestaw do pobierania wymazów z powierzchni po myciu i dezynfekcji: wymazówka i próbówka z rozcieńczalnikiem NRS zgodnym z ISO 18593, op.50 wymazówek x 10 ml	MW785
	NRS Transwab - Zestaw do pobierania wymazów z powierzchni po myciu i dezynfekcji: wymazówka i próbówka z rozcieńczalnikiem NRS zgodnym z ISO 18593, op.50 wymazówek x 5 ml	MW784
	NRS Transwab - Zestaw do pobierania wymazów z powierzchni po myciu i dezynfekcji: wymazówka i próbówka z rozcieńczalnikiem NRS zgodnym z ISO 18593, op.50 wymazówek x 1 ml	MW786
Wymazówki z podłożem transportowym	Wymazówka UNI-TER w próbówce transportowej 12x140mm, z podłożem Amies bez węgla, sterylna, plastikowy patyczek, końcówka standardowa Rayon; op. 100 szt.	230397

