




ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

Sterylny worki do przygotowania próbek

Asortyment dla każdego laboratorium



 Zobacz film



Do przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych



Dopuszczone do kontaktu z żywnością



Zgodne z ISO 7218, ISO 6887 oraz FDA BAM



**Kompatybilne z wszystkimi homogenizatorami
firmy Interscience**



Sterylny worki do przygotowania próbek - asortyment dla każdego laboratorium

Rodzaje sterylnych worków do przygotowania próbek

- **BagLight** – worki bez filtra, sterylne do homogenizacji próbek
 - **BagLight Polysilk** - przezroczyste worki wykonane z kompleksu poliolefinowego (PolySilk) umożliwiają wizualizowanie próbki zawartej w worku podczas analizy
 - **BagLight Multilayer** - wykonane ze wzmocnionego wielowarstwowego kompleksu przeznaczone do przygotowania twardych próbek
- **BagFilter** – worki z filtrem bocznym o różnej porowatości (< 20 µm do < 250 µm) umożliwiają natychmiastową i efektywną filtrację cząstek stałych bez ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych. Obecny w wybranych modelach worków dedykowany obszar do pipetowania zmniejsza konieczność otwierania i zamykania worka.
- **BagPage** – worki z filtrem pełnym, o różnej porowatości filtra (od < 60 µm do 280 µm) umożliwiają natychmiastową i efektywną filtrację cząstek stałych bez ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych. Dedykowane do przygotowania szeregu różnych próbek, w tym próbek twardych lub o konsystencji pasty.

Rodzaj produktu	Homogenizacja	Nr katalogowy
Worki do homogenizacji	BagFilter 400P - sterylne worki z filtrem bocznym, 400 ml; op. 500 szt;	111-425
	BagPage Plus 400 - sterylne worki z pełnym filtrem, 400 ml; op. 500 szt;	122-025
	BagLight®400 PolySilk® - sterylne worki bez filtra, 400ml, op. 500 szt.	132-525



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl