




ARGENTA  
EKSPERCI Z MISJĄ

## Pożywka Half Fraser

Precyzyjne i niezawodne analizy  
mikrobiologiczne



 Zobacz film



Do wykrywania bakterii z rodzaju *Listeria*, w tym patogeniczej *Listeria monocytogenes*



Lepsze odzyskiwanie bakterii z próbki przez zmniejszenie stężenia inhibitorów



Zalecana w międzynarodowych standardach ISO 11290-1 i ISO 11290-2



## Pożywka Half Fraser - precyzyjne i niezawodne analizy mikrobiologiczne

**Podłoże Half Fraser** to selektywne podłoże wzbogacające stosowane w mikrobiologii żywności do wykrywania bakterii z rodzaju *Listeria*, w tym szczególnie patogennej *Listeria monocytogenes*. Jest to modyfikacja pełnego bulionu Frasera, w której stężenie inhibitorów jest zmniejszone o połowę, co pozwala na lepsze odzyskiwanie bakterii z próbki podczas wstępnego wzbogacania.

- Używana jako pierwszy etap w dwuetapowym procesie wzbogacania próbek
- Do wykrycia *Listeria spp.* w żywności, paszach i próbkach środowiskowych
- Zalecana w międzynarodowych standardach, takich jak ISO 11290-1 i ISO 11290-2
- Dostępna w formie sypkiej do samodzielnego przygotowania oraz w formie gotowej w butelkach i workach
- Użycie gotowych pożywek namnażających redukuje czas potrzebny do uzyskania dużych objętości sterylnych bulionów
- Każda pożywka posiada certyfikat jakości i jest wyprodukowana oraz sprawdzona zgodnie z ISO 11133

Nazwa pożywki	Forma	Wielkość opakowania	Nr kat.
<b>Half Fraser</b>	Fraser Broth Base	500 g	CM0895B
	Half Fraser Supplement	10 fiolek	SR0166E
	Butelki szklane 250 ml typu Sirop	6x225 ml	0120285I
	Gotowa pożywka w workach po 5l	2 x 5 l	0120320I



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań  
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl