



A R G E N T A

## Testy Real-Time PCR

do szybkiej detekcji alergenów



- **Nowe rozwiązanie umożliwiające szybką detekcję alergenów**
- Wykrywa alergenne białko na podstawie jego DNA
- Metoda PCR dedykowana testowaniu żywności wysoko przetworzonej



## Testy Real-Time PCR do szybkiej detekcji alergenów

**Testy Foodproof Real-Time PCR** firmy Hygiena umożliwiają określenie ilości badanego materiału (0,8-800 ppm) w próbce, w oparciu o innowacyjny materiał referencyjny, a ponadto cechują się:

- wysoką czułością testów –  $\geq 0,1$  ppm
- łatwością użytkowania – kompletne rozwiązanie od ekstrakcji materiału do pomiarów PCR
- szybkością działania – wyniki już po 2 godzinach
- automatyzacją – manualna praca poniżej 60 min

Dedykowane do badań przypraw, wyrobów cukierniczych, mięsa i wielu innych produktów spożywczych

Testy Foodproof Real-Time PCR są kompatybilne z termocyklerami: LightCycler® 96, LightCycler® 480 II, CFX96, AriaMx, Fast 7500.

### Testy PCR dedykowane alergenom w ofercie firmy Argenta\*

Alergen	Produkt	Nr kat.	Opakowanie	Producent
Seler	foodproof Celery Detection Kit	KIT 2300 57	64 testy	Hygiena
Gluten	foodproof Gluten Detection Kit	KIT 2300 61	64 testy	Hygiena
Orzech laskowy	foodproof Hazelnut Detection Kit	KIT 2300 59	64 testy	Hygiena
Orzech ziemny	foodproof Peanut Detection Kit	KIT 2300 60	64 testy	Hygiena
Soja	foodproof Soya Detection Kit	KIT 2300 58	64 testy	Hygiena

\*O szczegóły oferty, w tym sprzęt niezbędny do analizy, zapytaj naszego Przedstawiciela Handlowego.



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Polska 114, 60-401 Poznań  
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl