




ARGENTA  
EKSPERCI Z MISJĄ

# Identyfikacja bakterii Legionella



## Testy LFT

- wykrycie Legionella poniżej 30 min

## Qualyfast™ Legionella PCR

- bez wstępnego namnażania patogenu

## Metoda hodowlana zgodna z PN-EN ISO 11731:2017-08

- izolacja i oznaczanie we wszystkich rodzajach próbek wody

## Szybkie testy lateksowe

- wymagane minimalne przygotowanie próbki



# Identyfikacja bakterii Legionella

## Testy LFT

- Wykrycie bakterii Legionella pneumophila serogrupa 1 w mniej niż 30 minut
- Badanie bezpośrednio z ujęć wody

Produkt	Przeznaczenie
<i>Hydrosense Ultra Legionella Swab Test</i>	Wymazy z powierzchni (instalacje wodociągowe, krany, prysznice)
<i>Hydrosense Ultra Legionella Industrial Kit</i>	Wielokrotne badanie próbek z tego samego ujęcia wody (systemy wodne w hotelach, nieruchomościach mieszkalnych i komercyjnych)
<i>Hydrosense Ultra Legionella Water Kit</i>	Jednorazowy test do badania różnych ujęć wody (fontanny, prysznice, spa, baseny)

## Qualyfast™ Legionella PCR

- Wyniki identyfikacji bakterii w ciągu kilku godzin
- Kity kompatybilne z termocyklerami: QuantStudio™ 5 oraz FAST7500
- Zestawy do badania czystej wody:

The qualyfast™ DNA Extraction Kit I  
The Qualyfast Legionella PCR Assay  
24/48/96 testów

The qualyfast® free DNA inactivator kit  
The qualyfast ® Legionella Quantified Standards Kit

- Zestawy do badania brudnej wody (biofilm, próbki osadów):

The qualyfast™ DNA Extraction Kit II  
The Qualyfast Legionella PCR Assay  
24/48/96 testów

The qualyfast ® Legionella Quantified Standards Kit

## Metoda hodowlana zgodna z PN-EN ISO 11731:2017-08

- Standardowo stosowana we wszystkich rodzajach próbek wody

Podłoże	Produkt	Podłoże	Produkt
<i>BCYE z cysteiną</i>	Legionella CYE Agar (baza) Legionella BCYE Supplement Legionella BCYE Agar	<i>GVPC</i>	Legionella CYE Agar (baza) Legionella BCYE Supplement Legionella GVPC Selective Supplement Legionella GVPC Selective Agar
<i>MWY</i>	Legionella CYE Agar (baza) Legionella BCYE Supplement Legionella MWY Selective Supplement Legionella MWY Selective Agar	<i>BCYE (bez cysteiny)</i>	Legionella CYE Agar (baza) Legionella BCYE Supplement (bez cysteiny) Legionella BCYE Agar (bez cysteiny)
<i>BCYE + AB</i>	Legionella BCYE z antybiotykami		

## Szybkie testy lateksowe

- Minimalne przygotowanie próbki
- Otrzymanie właściwych wyników po mniej niż 60 sekundach
- Oddzielna identyfikacja Legionella pneumophila należące do serogrupy 1 i serogrup 2-14
- Wykrywanie siedmiu innych gatunków Legionella powiązanych z chorobami człowieka



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Polska 114, 60-401 Poznań

t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl