



ARGENTA

## Automatyzacja detekcji alergenów

BOLT™ – w pełni zautomatyzowany system wykonywania testów ELISA



**Pełna automatyzacja systemu**



**Efektywność kosztowa**



**Intuicyjność oprogramowania**



**Elastyczność konstrukcji modułowej**



## BOLT™ – w pełni zautomatyzowany analizator testów ELISA

### System w pełni zautomatyzowany

- automatyczne zarządzanie wszystkimi etapami metody ELISA: rozcieńczanie, dozowanie, inkubacja i płukanie
- standaryzacja wydajności i minimalizowanie błędów, które mogą wystąpić podczas badania manualnego
- system 1-płytkowy, na 96 oznaczeń
- do 4 kompatybilnych testów na sesję

### Efektywność kosztowa

- prosta konstrukcja obniża koszt urządzenia przy zapewnieniu kompletnego procesu EIA
- usprawnienie pracy personelu laboratoryjnego

### Intuicyjne oprogramowanie

- zapewnienie wszystkich funkcji wymaganych przez laboratorium
- łatwość szkolenia nowych użytkowników
- prostota codziennego użytkowania
- kreator testów umożliwia dokładne przestrzeganie protokołów testów
- liczne opcje raportowania i analizy: punkt po punkcie, regresja liniowa, interpolacja sześcienna, reprezentacja 4PL, 5 PL, Lin-Lin, Lin-Log, Log-Log

### Konstrukcja modułowa

- dostosowanie do dedykowanych potrzeb każdego użytkownika
- zapewnienie prostszego działania laboratorium

Nazwa produktu	Wsad	Nr katalogowy
<i>The BOLT™</i>	1 płytki (96 próbek)	00500

### Pełna oferta automatyzacji detekcji alergenów:

- ThunderBolt EIA – analizatory testów ELISA
- GSD Absorbance 96 – czytnik płytek
- RapidScan ST5 – czytnik testów LFT



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań  
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl