



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ



SSI DIAGNOSTICA

Kompleksowa gama surowic



- Przeciwciała *Salmonella sp.*
- Przeciwciała przeciwko *Escherichia coli*
- Przeciwciała przeciwko *Streptococcus pneumoniae*



SSI DIAGNOSTICA Kompleksowa gama surowic

Kompleksowa gama przeciwciał poliklonalnych, w tym zestawy do serotypowania bakterii *Salmonella sp.*, *Escherichia coli* i *Streptococcus pneumoniae*.

Przeciwciała *Salmonella sp.* umożliwiają identyfikację antygenów O i H, a także antygeny otoczkowego Vi; do aglutynacji na szkiełkach a także inwersji fazy (metoda S. Gard)



Przeciwciała przeciwko *Escherichia coli* do pełnego serotypowania antygenów O, H i K



Przeciwciała przeciwko *Streptococcus pneumoniae* do przeprowadzania testu aglutynacji lub reakcji kapsułowej (reakcja Quellunga/Neufelda)

