
STANDARD F

**Uniwersalny i kompaktowy
analizator zdolny wykonać
oznaczenia ilościowe
oraz jakościowe**



ARGENTA

Łatwy w użyciu Automatyczny Szerokie menu

Prosty, dokładny i szybki odczyt immunofluorescencyjnych testów kasetowych z lateralnym przepływem, zapewniający standaryzację czasu inkubacji oraz automatyzację proces odczytu wyników.



Dlaczego STANDARD F?

Wieloparametrowe menu

Szerokie menu (testy jakościowe oraz ilościowe) na jednym analizatorze

Technologia

Immunofluorescencja, wysoka czułość, obiektywny odczyt, określona wartość Cut Off Index dla testów jakościowych, tryb wczesnej detekcji

Łatwość użytkowania

Automatyzacja procesu

Prostota obsługi

Łatwość wprowadzania SW upgrade za pomocą nośnika USB



ARGENTA

Różne funkcje, ta sama użyteczność

Dwa modele dostosowane
do zróżnicowanych potrzeb Klientów



	F200	F2400
Cechy	1 test na pokładzie 7" kolorowy LCD 2,5kg	24 testy na pokładzie, do 70 t/h 10" kolorowy LCD 20kg
Pamięć	3000 wyników	5000 wyników
Drukarka	Wewnętrzna	Wewnętrzna
Obszar zastosowania	Kliniki Gabinety lekarskie Oddziały SOR Laboratoria szpitalne	Laboratoria szpitalne Laboratoria referencyjne



Wieloparametrowe menu

Item	Product	Ref. No.	Tests/Kit
Choroby układu oddechowego	STANDARD™ F Influenza A/B FIA	FINF01G	25
	STANDARD™ F RSV Ag FIA	FRSV01G	25
	STANDARD™ F Strep A Ag FIA	FSRA01G	25
	STANDARD™ F S.pneumoniae Ag FIA	FPNE01G	25
	STANDARD™ F Legionella Ag FIA	FLGN01G	25
	STANDARD™ F Adeno Respi Ag FIA	F-ARS-01	25
	STANDARD™ F COVID 19 IgM/IgG Combo FIA	F-NCOV-01C	40
	STANDARD™ F COVID-19 Ag FIA Test (NP)	F-NCOV-01G	25
	STANDARD™ F COVID-19 Ag FIA Test (Nasal)	F-NCOV-01G	25
	STANDARD™ F COVID/Flu Ag Combo Test	F-CVFL-01C	25
Choroby wektorowe	STANDARD™ F Dengue NS1 Ag FIA	FDEN01G	25
	STANDARD™ F Dengue IgM/IgG FIA	FDEN01B	25
	STANDARD™ F Zika Ag FIA	FZKA01G	25
	STANDARD™ F Zika IgM FIA	FZKA02B	25
	STANDARD™ F Chikungunya IgM/IgG FIA	FCHK01B	25
	STANDARD™ F Tsutsugamushi IgM/IgG FIA	F-TSU-01	25
	STANDARD™ F Lyme IgM/IgG FIA	F-LYM-01	25
Choroby przewodu pokarmowego	STANDARD™ F Norovirus Ag FIA	F-NRV-01	25
	STANDARD™ F H. pylori Ag FIA	F-HPY-01	25
	STANDARD™ F C. difficile GDH FIA	F-CDFG-01	25
	STANDARD™ F C. difficile Toxin A/B FIA	F-CDFT-01	25
STI	STANDARD™ F Syphilis Ab FIA	F-SPH-01	25
Choroby przewlekłe	STANDARD™ F HbA1c	F-A1C	20
	STANDARD™ F U-Albumin FIA	F-UALB	20
	STANDARD™ F Vitamin D	F-VTD-01	20
Choroby zapalne	STANDARD™ F PCT FIA (Serum)	F-PCT-01	20
	STANDARD™ F PCT FIA	F-PCT-02	20
	STANDARD™ F CRP	F-CRP	20
Markery sercowe	STANDARD™ F CK-MB FIA	F-CKB	20
	STANDARD™ F TnI FIA	F-TNI	20
	STANDARD™ F NT-proBNP FIA	F-NTP-01	20
	STANDARD™ F D-dimer FIA	F-DDI-01	20
	STANDARD™ F hs-CRP	F-HCRP	20
Hormony	STANDARD™ F β -hCG FIA	F-HCG	20
	STANDARD™ F LH FIA	F-LH-01	20
	STANDARD™ F TSH FIA	F-TSH	20
	STANDARD™ F FT4	F-ft4-01	20
	STANDARD™ F T4	F-T4-01	20
Markery nowotworowe	STANDARD™ F iFOB FIA	F-FOB-01	50
Gruźlica	STANDARD™ F TB-Feron FIA	F-TBF-01	20