



ARGENTA  
EKSPERCI Z MISJĄ



77 Elektronika Kft.

# Półautomatyczny analizator do mikroskopii moczu

## UriSed mini



Poprawa dokładności, powtarzalności i wydajności  
w laboratoriach



Wykorzystanie metody Złotego Standardu



Nowy tryb pomiaru płynów ustrojowych (RUO)



Rozszerzenie zakresu analizy próbek różnych  
rodzajów płynów ustrojowych



## Pełna analiza moczu w jednym raporcie

### DocUReader 2 Pro, UriSed mini, LabUReader Plus 2

## Połączony system półautomatycznych analizatorów usprawniających proces badania moczu w laboratorium

### DocUReader 2 Pro

- Wydajność do 50 testów/h w trybie normalnym lub 120 testów/h w trybie szybkim
- Pomiar mALB/CREA
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Opatentowana technologia precyzyjnego pomiaru fotometrycznego
- Automatyczne rozpoczęcie pomiaru przez wykrycie paska
- Możliwość podłączenia do UriSed mini




### UriSed mini

- Wydajność do 60 testów/h
- Najmniejszy półautomatyczny analizator osadów
- Podgląd na żywo: wyszukiwanie rzadkich elementów we wszystkich 3 wymiarach w czasie rzeczywistym
- Tryb pomiaru i barwienia płynów ustrojowych (tylko do użytku badawczego)
- Objętość próbki 175 µl oraz jedno pipetowanie



### LabUReader Plus 2

- Wydajność do 500 testów/h
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Opatentowana technologia precyzyjnych pomiarów fotometrycznych
- Automatyczne rozpoczęcie pomiaru przez wykrycie paska
- Możliwość podłączenia do UriSed mini



### Wysoce efektywny system dla:

- małych i średnich laboratoriów
- POCT
- jako system zapasowy dla laboratoriów o wysokiej przepustowości
- oddziałów ratunkowych



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań  
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl