



ARGENTA

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Thermo Scientific Sensititre ARIS HiQ AST System

Gdzie automatyzacja spotyka się z dokładnością



ARGENTA.COM.PL



SYSTEM SENSITRE ARIS HIQ

Nowy **System Sensitre ARIS HiQ** zawiera szereg funkcji zaprojektowanych w celu optymalizacji pracy:

Łatwość obsługi



- intuicyjne oprogramowanie SWIN zawierające system ekspercki zintegrowany z rekomendacjami EUCAST gwarantuje, że wyniki testów są zgodne z międzynarodowymi standardami
- łatwy i automatyczny odczyt lekowrażliwości inkubowanych płytek dostosowanych do potrzeb klienta
- bezproblemowa praca, dzięki zintegrowanej technologii Thermo Scientific™ OptiRead™ automatycznie odczytującej płytki w systemie Sensitre

Wydajna obsługa płytek



- automatyczny odczyt płytek po 18 i 24 h bez nadzoru pracownika
- zoptymalizowane warunki inkubacji płytek
- elastyczny załadunek/rozładunek 100 płytek w dowolnym czasie użytkowania
- zarządzanie obsługą płytek, odczytem i raportowaniem wyników poprzez zastosowanie indywidualnych kodów kreskowych, łączących płytki z oprogramowaniem Sensitre SWIN System
- dzięki zaawansowanej technologii, system dostarcza wyniki testów w krótkim czasie, umożliwiając szybką diagnozę i leczenie infekcji

Standardowe i konfigurowalne opcje AST




- możliwość doboru określonych paneli w zależności od bieżących potrzeb zgodnie z rekomendacjami producenta
- możliwość zaprojektowania własnych paneli, zawierających antybiotyki o określonych stężeniach

Łączność LIS



- oprogramowanie Sensitre może być połączone z większością systemów LIS

Duża pojemność, mała powierzchnia



- oszczędność powierzchni w laboratorium dzięki możliwości wykonania większej liczby badań w jednym urządzeniu



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl