



ARGENTA

# Systemy do wytwarzania środowisk gazowych

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC



## Produkty do wytwarzania atmosfery beztlenowej

PRODUKT	ILOŚĆ SZTUK/OPAKOWANIE	Nr katalogowy
AnaeroGen do słoja 2,5 litra saszetki do słoja	10 saszetek	AN0025A
AnaeroGen do słoja 3,5 litra saszetki do słoja	10 saszetek	AN0035A
AnaeroGen Compact saszetki z woreczkami	10 woreczków + 10 saszetek	AN0010C
AnaeroGen Compact saszetki do użycia w woreczkach	10 saszetek	AN0020D

[ARGENTA.COM.PL](http://ARGENTA.COM.PL)



## SYSTEMY DO WYTWARZANIA ŚRODOWISK GAZOWYCH

### Produkty do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej np. do wzrostu Campylobacter

PRODUKT	ILOŚĆ SZTUK/OPAKOWANIE	Nr katalogowy
<b>CampyGen do słoja 2,5 litra</b> saszetki do słoja	10 saszetek	CN0025A
<b>CampyGen do słoja 3,5 litra</b> saszetki do słoja	10 saszetek	CN0035A
<b>CampyGen Compact</b> saszetki do użycia w woreczkach	20 saszetek	CN0020C

### Produkty do wytwarzania atmosfery wzbogaconej CO<sub>2</sub>

PRODUKT	ILOŚĆ SZTUK/OPAKOWANIE	Nr katalogowy
<b>CO<sub>2</sub> Gen do słoja 2,5 litra</b>	10 saszetek	CD0025A
<b>CO<sub>2</sub> Gen Compact</b> saszetki do użycia w woreczkach	20 saszetek	CD0020C

### Akcesoria

PRODUKT	ILOŚĆ SZTUK/OPAKOWANIE	Nr katalogowy
<b>W-Zip Pouches</b> woreczki z zamknięciem typu zip	20 szt.	AG0060C
<b>Plastic Pouches</b> woreczki jednorazowe na 1-2 płytki	20 szt.	AG0020C
<b>AnaeroGen Camp. seal clips</b> klipsy to woreczków	5 szt.	AN0005C
<b>Anaerobie Indicator (resazurin)</b> wskaźnik warunków beztlenowych z resazuryną	100 saszetek	BR0055B

### Słoje i pojemniki do wytwarzania atmosfery beztlenowej

PRODUKT	ILOŚĆ SZTUK/OPAKOWANIE	Nr katalogowy
<b>Anaero Jar</b> słoje o pojemności 2,5 litra, do 12 płytek Petriego	1 szt.	AG0025A
<b>Rectangular AnaeroBox Container</b> prostokątny pojemnik o pojemności 2,5 litra, do 12 płytek 90 mm lub 21 płytek 55 mm, wymiary 100 x 130 x 190 mm	1 szt.	AB0025A
<b>Anaerobic Jar</b> słoje o pojemności 3,5 litra, do 15 płytek Petriego możliwość podłączenia pompy próżniowej i butli gazowej	1 szt.	HP0011A

### Akcesoria do słoików / Anaero Jar

PRODUKT	ILOŚĆ SZTUK/OPAKOWANIE	Nr katalogowy
<b>Anaero Jar Lid</b> pokrywa do słoja	1 szt.	AG0027A
<b>Anaero Jar Plate Carrier</b> stojak na płytki	1 szt.	AG0029A
<b>Anaero Jar 'O'Ring</b> uszczelka do pokrywy	5 szt.	AG0030A
<b>Anaero Jar Clips</b> klipsy do pokrywy	2 szt.	AG0031A

### Akcesoria do słoików / Anaerobic Jar

PRODUKT	ILOŚĆ SZTUK/OPAKOWANIE	Nr katalogowy
<b>Polycarbonate Jar (base only)</b> słoje bez pokrywy	1 szt.	HP0013A
<b>Schrader Valve Chuck and Clip</b> uchwyty i zaciski zaworów	2 szt.	HP0020A
<b>Lid, complete with clamp and screw</b> pokrywa z zaciskiem i śrubą	1 szt.	HP0014A
<b>'O'Ring</b> uszczelka do pokrywy	5 szt.	HP0018A
<b>Plate Carrier</b> stojak na płytki ze stali nierdzewnej	1 szt.	HP0026A
<b>Clamp and screw</b> zacisk i śruba	1 szt.	HP0025A
<b>Pressure Gauge</b> ciśnieniomierz	1 szt.	HP0017A
<b>Pressure Release Valve</b> zawór spustowy ciśnienia	1 szt.	HP0016A
<b>Schrader Valve Cores</b> rdzenie zaworów	10 szt.	HP0022A
<b>Schrader Valve Kit</b> zestaw zaworów	2 szt.	HP0015A



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań  
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl