



ARGENTA



## **KARDIOLOGIA, GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO, ONKOLOGIA I UROLOGIA**

Szybkie testy diagnostyczne, działające w technice immunochromatografii, w formacie kasetkowym lub zanurzeniowym, dedykowane do diagnostyki schorzeń w dziedzinach: **kardiologia, ginekologia i położnictwo, onkologia, urologia.**

**Kardiologia** – jakościowe testy znajdujące zastosowanie w diagnostyce zawału mięśnia sercowego, wykrywające: kinazę kreatynową – MB (CK-MB), troponinę sercową I (cTnI), białko wiążące kwasy tłuszczowe typu sercowego (h-FABP), D-dimery;

**Ginekologia i położnictwo** – jakościowe testy dedykowane do diagnostyki hormonów:  $\beta$ -HCG ( w tym oznaczanie wczesnego  $\beta$ -HCG), LH, FSH, AFP, a także szybki test zanurzeniowy do oznaczania in-vitro IGFBP-1 (Insulin Growth Factor Binding Protein 1) z wymazu z pochwy, który służy wykryciu przedwczesnego pęknięcia błony płodowej u kobiet w ciąży – PROM;

**Onkologia** – testy przeznaczone do profilaktyki/diagnostyki zachorowań na nowotwory: jelita grubego (krew utajona w kale – FOB, kompleks haptoglobina/hemoglobina Hb/Hp), pęcherza moczowego (oznaczanie proteiny hCFHrp i hemoglobiny (Hb) w moczu – BCA/HB), gruczołu krokowego (PSA), żołądka (*H.pylori*), szpiczaka mnogiego (białko Bence-Jones'a);

**Urologia** – testy w kierunku oznaczania mikroalbuminy i kreatyniny w moczu, jako badania przesiewowe we wczesnej ocenie uszkodzenia nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym/cukrzycą.

## Zestawienie wybranych produktów

NAZWA TESTU	NAZWA FIRMY	NR KATALOGOWY
<b>Kardiologia</b>		
NADAL h-FABP - Test kasetowy; op. 10 szt.	NAL VON MINDEN	900001
NADAL CK-MB - Test kasetowy; op. 5 szt.	NAL VON MINDEN	302001
NADAL Troponina I - Test kasetowy; op. 20 szt.	NAL VON MINDEN	282001
NADAL D-Dimer - Test kasetowy; op. 5 szt.	NAL VON MINDEN	351006
NADAL Trop I, CK-MB, Mikroglobina Combi - Test kasetowy; op. 5 szt.	NAL VON MINDEN	282003
NADAL Troponina I - Test kasetowy; op. 10 szt.	NAL VON MINDEN	282041N-10
<b>Onkologia</b>		
SD Bioline H.pylori Ag, kasetowy test immunochromatograficzny (antygeny), op. 20 szt.	BINAX-ALERE	04FK20
SD Bioline H.pylori, kasetowy test immunochromatograficzny (przeciwciała IgG, IgM, igA), op. 30 szt.	BINAX-ALERE	04FK10
ImmunoCard H. pylori, kasetkowy test immunoenzymatyczny; op. 30 szt.	MERIDIAN	710030
NADAL <sup>®</sup> H.pylori antygen, kał, Test kasetowy; op. 20 szt.	NAL VON MINDEN	262002
NADAL FOB - Test kasetowy (limit detekcji 40 ng/ml); op. 20 szt.	NAL VON MINDEN	272001
NADAL FOB10 - Test kasetowy (limit detekcji 10 ng/ml); op. 20 szt.	NAL VON MINDEN	272039N-20
PSA - Test kasetowy; op. 20 szt.	NAL VON MINDEN	602002
NADAL Hb/Hp Complex - Test kasetowy; op. 25 szt.	NAL VON MINDEN	272011
Nadal HBcAB Hepatitis A Ig M - Test kasetowy; op. 30 szt.	NAL VON MINDEN	622015
NADAL H.pylori przeciwciała - Test kasetowy; op. 20 szt.	NAL VON MINDEN	262001
NADAL CEA - Test kasetowy; op. 30 szt.	NAL VON MINDEN	722003
NADAL BCA/HB - Test kasetowy; op. 10 szt.	NAL VON MINDEN	562003N-10
Vitassay FOB+Transferrin, -Test kasetkowy immunochromatograficzny, 25 szt.	VITASSAY	7455003
NADAL <sup>®</sup> Białko Bence-Jonesa'a - Test zanurzeniowy; op. 20 szt.	NAL VON MINDEN	860002
<b>Ginekologia i położnictwo</b>		
NADAL hLH Owulacja 30 mIU/ ml - Test kasetowy; op. 30 szt.	NAL VON MINDEN	166001
NADAL hCG wczesny test 10 mIU/ml - Test kasetowy; op. 30 szt.	NAL VON MINDEN	142000
NADAL hCG wczesny test 10 mIU/ ml, mocz, surowica - Test kasetowy; op. 30 szt.	NAL VON MINDEN	152000
NADAL FSH - Test kasetowy; op. 10 szt.	NAL VON MINDEN	172001
NADAL AFP - Test kasetowy; op. 30 szt.	NAL VON MINDEN	712001
NADAL hCG - Test ciążowy 25 mIU/ ml - Test kasetowy; op. 30 szt.	NAL VON MINDEN	142002
NADAL hCG - Test ciążowy 20 mIU/ ml - Test kasetowy; op. 30 szt.	NAL VON MINDEN	152003
NADAL hCG - Test ciążowy 25 mIU/ ml, mocz, surowica - Test kasetowy; op. 30 szt.	NAL VON MINDEN	152002
NADAL PROM Test - Test zanurzeniowy; op. 10 szt.	NAL VON MINDEN	431000
<b>Urologia</b>		
NADAL Microalbumin, paskowy test immunochromatograficzny do wykrywania mikroalbuminy 20 $\mu$ g/ml w moczu; op. 50 szt.	NAL VON MINDEN	331001
NADAL Microalbumin, paskowy test immunochromatograficzny, półilościowy do wykrywania mikroalbuminy w moczu w zakresie 20-100 $\mu$ g/ml; op. 50 szt.	NAL VON MINDEN	331004N-50
Pojedynczy test zanurzeniowy do wykrywania kreatyniny cut off półilościowa; op. 50 szt.	NAL VON MINDEN	630001



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań  
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl